

Aplikátor Kuzněcova No 85



bolesti svalů, kloubů a páteře, pracovní výkon, kardiovaskulární systém, masážní prostředek
Cena s DPH: 328,00 Kč
Prodejní cena se slevou
CENA (S DPH): 328,00 Kč
Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce [TML a.s.](#)

Bolesti svalů, kloubů a páteře, pracovní výkon, kardiovaskulární systém, masážní prostředek

- bolesti ve svalech, kloubech a páteři
- onemocnění kardiovaskulárního systému, dýchací a nervové soustavy, trávicí soustavy
- obnova a posílení pracovního výkonu

Způsob použití: Aplikátor přiložíme na bolestivou část těla a přitlačujeme rukama 40 - 60 vteřin, potom aplikátor sundáme. Procedúra se provádí až do plného odstranění bolesti. Pro lepší účinek v průběhu aplikace děláme aktivní pohyby: uvolňujeme a zatínáme svaly v oblasti aplikace. Aplikátor můžeme nosit delší dobu připevněný elastickým obinadlem, páskem nebo ručníkem.

Normalizace činnosti kardiovaskulárního systému, dýchací a nervové soustavy, trávicího traktu atd.: Doporučujeme používat aplikátor dlouhodobě a to v oblasti trupu (hrud', záda, břicho), a to tak, že jej dobře přiložíme.

Obnova pracovního výkonu: Je potřeba přikládat aplikátor nejlépe na celé tělo, včetně končetin.

Délka aplikací a jejich četnost není omezena.

Dezinfekce: Umyjeme vodou s pomocí štětce a mycího prostředku, potom propláchneme tekoucí vodou.

Nepoužívat: Při nádorech a onemocněních kůže.

Země původu: Rusko

Balení: 85 ks
