

Aplikátor KUZNĚCOVA (200x320) No.56



Masážní prostředek. Komfort svalů, kloubů a páteře po fyzické námaze. Vyvážený přístup k celkové tělesné i duševní zátěži. Podpora vitality a pracovního nasazení během dne.

329,00 Kč
Prodejní cena se slevou
CENA (S DPH): 329,00 Kč
Sleva

[Ask a question about this product](#)
Výrobce [Farmakom](#)

Aplikátor KUZNĚCOVA (200x320) No.56

Masážní prostředek

Komfort svalů, kloubů a páteře po fyzické námaze

Vyvážený přístup k celkové tělesné i duševní zátěži

Podpora vitality a pracovního nasazení během dne

Způsob použití: Aplikátor přiložíme na potřebnou část těla a přitlačujeme rukama 40 - 60 vteřin, potom aplikátor sundáme. Postup opakujte, dokud neucítíte teplo nebo pálení, což svědčí o účinnosti aplikátoru. Pokud se cítíte dobře, můžete aplikátor nosit delší dobu a přitlačovat ho improvizovanými prostředky (ručník, obvaz,...).

Způsob použití: Aplikátor přiložíme na bolestivou část těla a přitlačujeme rukama 40 - 60 vteřin, potom aplikátor sundáme. Procedúra se provádí až do plného odstranění bolesti. Pro lepší účinek v průběhu aplikace děláme aktivní pohyby: uvolňujeme a zatínáme svaly v oblasti aplikace. Aplikátor můžeme nosit delší dobu připevněný elastickým obinadlem, páskem nebo ručníkem.

Obnova pracovního výkonu: Je potřeba přikládat aplikátor nejlépe na celé tělo, včetně končetin.

Délka aplikací a jejich četnost není omezena.

Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE), polypropylen, netkaný, tepelně vázaný textil.

Dezinfekce: Povrch aplikátoru ošetříme roztokem mýdlo-soda nebo 3% peroxidem vodíku. Vysušte v proudu teplého vzduchu.

Skladování: V původním obalu při teplotě 10 - 35° C. Zabraňte silným otřesům nebo jinému mechanickému působení.

Upozornění: Pouze pro individuální použití.

Baleno a vyvinuto : EU
