

## Aplikátor KUZNĚCOVA (260x590) No.152



Masážní prostředek. Komfort svalů, kloubů a páteře po fyzické námaze. Vyvážený přístup k celkové tělesné i duševní zátěži. Podpora vitality a pracovního nasazení během dne.

Číslo výrobku: 152  
Cena: 550,00 Kč

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 550,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce: [Farmakom](#)

**Aplikátor KUZNĚCOVA (200x320) No.56**

Masážní prostředek

Komfort svalů, kloubů a páteře po fyzické námaze  
Vyvážený přístup k celkové tělesné i duševní zátěži  
Podpora vitality a pracovního nasazení během dne

**Způsob použití:** Aplikátor přiložíme na potřebnou část těla a přitlačujeme rukama 40 - 60 vteřin, potom aplikátor sundáme. Postup opakujte, dokud neucítíte teplo nebo pálení, což svědčí o účinnosti aplikátoru. Pokud se cítíte dobře, můžete aplikátor nosit delší dobu a přitlačovat ho improvizovanými prostředky (ručník, obvaz,...).

**Způsob použití:** Aplikátor přiložíme na bolestivou část těla a přitlačujeme rukama 40 - 60 vteřin, potom aplikátor sundáme. Procedúra se provádí až do plného odstranění bolesti. Pro lepší účinek v průběhu aplikace děláme aktivní pohyby: uvolňujeme a zatínáme svaly v oblasti aplikace. Aplikátor můžeme nosit delší dobu připevněný elastickým obinadlem, páskem nebo ručníkem.

Obnova pracovního výkonu: Je potřeba přikládat aplikátor nejlépe na celé tělo, včetně končetin.

Délka aplikací a jejich četnost není omezena.

**Materiál:** nízkohustotní polyethylen (LDPE), polypropylen, netkaný, tepelně vázaný textil.

**Dezinfekce:** Povrch aplikátoru ošetříme roztokem mýdlo-soda nebo 3% peroxidem vodíku. Vysušte v proudu teplého vzduchu.

Skladování: V původním obalu při teplotě 10 - 35° C. Zabraňte silným otřesům nebo jinému mechanickému působení.

Upozornění: Pouze pro individuální použití.

Baleno a vyvinuto : EU

---