


DBX2.9 – dahuang mudan tang – pian/tablety



Balení obsahuje 60 ks tablet á 300 mg. Každá tableta Sinecura odpovídá cca 1,5 g směsi zdrojových (sušených) bylinek. Koncentrace 5 : 1.

Číslo administrace: 10069,00 Kč

Prodejní cena se slevou

CENA (S DPH): 369,00 Kč

Sleva

[Ask a question about this product](#)

Výrobce [SINECURA](#)

Dopisěk stravy

60 tablet á 300 mg v jednom balení
koncentrace 5 : 1
1 tableta odpovídá cca 1,5 g sušených bylinek
1 balení odpovídá cca 90 g sušených bylinek

Pro **belgicko-nizozemskou** společnost **Sinecura** produkty vyrábí Kaiser Pharmaceutical Taiwan, firma se 40letou tradicí výroby kvalitních bylinných přípravků.

Dávkování: 2 - 6 tablet denně.

Nejmodernější technologie výroby umožňující Kaiseru šetrné zpracování bylin tradičním vodním vývarem jsou vhodně doplněny přímo o Kaiserem vyvinuté a patentované zařízení pro jímání éterických látek během varu. Takto zachycené jemné a prchavé substance se následně vracejí do koncentráту před prováděním granulace. Samozřejmostí je autentizace surovin pomocí TLC a HPLC.

Produkty **Sinecura** podléhají několikanásobné kontrole kvality (při příjmu bylin, po výrobě, při přijetí ve společnosti Sinecura vč. testů na 200+ pesticidů, namátkové kontrolní rozborů prováděné PRAGONem).

U popisů bylinných doplňků stravy bohužel nenaleznete podrobnosti týkající se případných možností jejich podpůrného využití v rámci celostních přístupů k podpoře organismu. Prodejcům sdělování těchto informací vícenásobně zakazuje nejen unijní, ale i česká legislativa, aniž by však pro poučení a blaho občanů zabezpečila náhradní informační kanál. Nezbývá nám, než Vás odkázat na jiné zdroje, jako jsou např. specializovaní výživoví poradci, knihy, časopisy, databáze vědeckých článků a důvěryhodné stránky na internetu.

Skladujte v suchu při teplotě do 25°C.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Bližší informace naleznete na veřejně dostupných zdrojích.

Další používané názvy:

da huang mu dan tang
DBX2.9-3329
